



Instrument <sup>3</sup> Beckman Coulter® HmX / LH 500	L		N		H	
	LOT	878337	LOT	888337	LOT	868337
Parameter <sup>4</sup>	$\bar{x}$	+/- *	$\bar{x}$	+/- *	$\bar{x}$	+/- *
WBC 10 <sup>9</sup> /L	3.3	0.3	7.1	0.6	16.3	2.5
NEUT %	52.9	10.0	59.3	10.0	68.4	10.0
NEUT #	1.7	0.3	4.2	0.8	11.1	2.1
LYM %	34.6	8.5	28.7	7.5	17.6	5.0
LYM #	1.1	0.3	2.0	0.6	2.9	1.0
MONO %	7.7	4.0	7.3	5.0	8.6	5.0
MONO #	0.3	0.2	0.5	0.4	1.4	1.1
EOS %	4.8	2.5	4.7	3.8	5.4	2.5
EOS #	0.2	0.1	0.3	0.3	0.9	0.3
BASO %	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
BASO #	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
RBC 10 <sup>12</sup> /L	2.98	0.15	4.20	0.20	5.21	0.25
HGB g/dL	7.1	0.4	11.6	0.4	17.2	0.6
[HGB] g/L	71	4	116	4	172	6
HCT %	21.4	1.5	34.7	2.0	50.5	3.0
[HCT] L/L	0.214	0.015	0.347	0.020	0.505	0.030
MCV fL	71.8	4.0	82.7	4.0	96.9	4.0
MCH pg	23.8	1.7	27.6	1.7	33.0	1.7
MCHC g/dL	33.2	2.5	33.4	2.5	34.1	2.5
[MCHC] g/L	332	25	334	25	341	25
RDW %	19.7	2.0	14.5	2.0	13.2	2.0
PLT 10 <sup>9</sup> /L	77	15	223	30	623	60
MPV fL	9.8	1.1	9.6	1.1	9.6	1.1
Pct %	0.074	0.030	0.208	0.040	0.579	0.060
PDW ratio	14.1	2.0	13.9	2.0	13.9	2.0

**1 Multi-Parameter Assayed Hematology Control**

Kontrolní hematologické látky pro multiparametrickou analýzu / Contrôle dosé d'hématologie à paramètres multiples / Hämatologie-Kontrolle mit Sollwertzuweisung für mehrere Parameter / Többparaméteres bevizsgált hematológia kontroll / Controllo di analisi ematologica multi-parametro / Analysert hematologikontroll for flere parametre / Wielo-parametrowa oznaczona kontrola hematologiczna. / Control hematológico ensayado de múltiples parámetros / Multiparameterkontroll för analyserad hematologi

**2 Open-vial stability 14 days**

Stabilita otevřené lékovky 14 dní / Stabilité en flacon ouvert 14 jours / Stabilität geöffneter Flaschen 14 Tage / Stabilitás nyitott üveg esetén: 14 nap / Stabilità della fiala aperta 14 giorni / Stabiliteten til åpnet ampulle 14 Dager / Trwałość otwartego opakowania 14 liczb dni / Estabilidad de la cápsula abierta 14 días / Hållbarhet för öppen flaska 14 dagar

**3 Instrument**

Nástroj / Instrument / Gerät / Készülék / Strumento / Instrument / Aparat / Instrumento / Instrument

**4 Parameter**

Parametr / Paramètre / Parameter / Paraméter / Parametro / Parameter / Parametr / Parámetro / Parameter

**Mean**

Střední hodnota / Moyenne / Mittelwert / Átlag / Media / Nivå / Wartość średnia / Media / Medelvärde

**+/- Expected Range\***

očekávaný rozsah\* / Intervalle escompté / Erwartungsbereich / várt tartomány\* / Range previsto / Forventet område / Zakres wartości oczekiwanych / Intervalo previsto / Förväntat intervall

**[ ] SI Units**

Mezinárodní soustava jednotek SI / Unités SI / SI-Einheiten / SI egység / Unità SI / SI-måleenheter / Jednostki SI / Unidades SI / SI-enheter

**\* Expected ranges must be entered into the Beckman Coulter CBC/DIFF control files.**

Očekávané rozsahy se musí zadat do kontrolních záznamů Beckman Coulter CBC/DIFF. / Les intervalles escomptés doivent être entrés dans les fichiers de contrôle Beckman Coulter CBC/DIFF. / Die erwarteten Bereiche müssen in die CBC/DIFF-Kontrolldateien des Beckman Coulter eingegeben werden. / A várt tartományokat be kell írni a Beckman Coulter CBC/DIFF kontrollfájlokba. / Gli intervalli attesi devono essere inseriti nei file dei controlli Beckman Coulter CBC/DIFF. / Forventede områder skal legges inn i Beckman Coulter CBC/DIFF-kontrollfilerne / Zakresy wartos'ci oczekiwanych musza, zostac' wprowadzone do plików kontrolnych CBC/DIFF aparatu Beckman Coulter. / Deben ingresarse los intervalos esperados en los archivos de control Beckman Coulter CBC/DIFF. / Förväntade områden måste matas in i Beckman Coulter CBC/DIFF kontrollfiler.

**"R" alarms may occur with control materials on automated systems. This will not affect the validity of results.**

Alarmy typu „R” mohou nastat u kontrolních látek na automatizovaných systémech. To však neovlivní platnost výsledků. / Les alarmes « R » peuvent se déclencher avec les produits de contrôle sur les systèmes automatiques. Elles sont sans effet sur la validité des résultats. / Auf automatischen Systemen können bei Kontrollmaterial „R“-Alarme auftreten. Dadurch wird die Gültigkeit der Ergebnisse nicht beeinflusst. / Automatizált rendszereken lévő kontrollkészítményeknél „R” riadó fordulhat elő. Ez nem befolyásolja az eredmények érvényességét / Gli allarmi “R” possono verificarsi con materiali di controllo su sistemi automatizzati. Ciò non influenza la validità dei risultati. / Alarmer for blodplateforstyrrelser (eller PLT/RBC-overlapping) og WBC-differensialalarmer “R” kan være synlige. / W urza, dniach automatycznych podczas badania material/ów kontrolnych mogą, pojawić się, alarmy typu „R”. Nie zaburzy to poprawnos'ci wyników. / Es posible que se emitan alarmas “R” con los materiales de control en los sistemas automatizados. Esto no afectará a la validez de los resultados. / R-larm kan komma att avges i samband med kontrollmaterial i automatiska system. Detta påverkar inte resultatens validitet.

**The brand and product names of the instruments are trademarks of their respective holders.**

Názvy značek a výrobků přístrojů jsou ochrannými známkami příslušných držitelů. / Les noms de marques et de produits des instruments appartiennent à leurs détenteurs respectifs. / Die Marken- und Produktnamen der Geräte sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. / A berendezések márkanevei és termékevei a megfelelő tulajdonosok védjegyei. / Le marche e i nomi degli strumenti sono marchi registrati dei rispettivi titolari. / Merke- og produktnavnene til instrumentene er varemerker tilhørende de respektive eierne. / Nazwy wyrobników i nazwy produktu posacagólnych przyrządów są, chronionymi znakami towarowymi i stanowią, własnos'c' ich posiadaczy. / Los nombres de marcas y productos de los instrumentos son marcas comerciales de sus titulares respectivos. / Instrumentmärken och produktnamn är varumärkt av respektive innehavare.

