



Instrument ³ Beckman Coulter® HmX / LH 500	L		N		H	
	LOT 879140		LOT 889140		LOT 869140	
Parameter ⁴	\bar{x}	+/- *	\bar{x}	+/- *	\bar{x}	+/- *
WBC 10 ⁹ /L	3.2	0.3	7.1	0.6	16.5	2.5
NEUT %	49.5	10.0	57.9	10.0	67.5	10.0
NEUT #	1.6	0.3	4.1	0.8	11.1	2.1
LYM %	37.4	8.5	28.7	7.5	18.4	5.0
LYM #	1.2	0.3	2.0	0.6	3.0	1.0
MONO %	7.3	4.0	7.7	5.0	8.5	5.0
MONO #	0.2	0.2	0.5	0.4	1.4	1.1
EOS %	5.8	2.5	5.6	3.8	5.6	2.5
EOS #	0.2	0.1	0.4	0.3	0.9	0.3
BASO %	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
BASO #	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
RBC 10 ¹² /L	2.96	0.15	4.23	0.20	5.17	0.25
HGB g/dL	7.0	0.4	11.4	0.4	16.4	0.6
[HGB] g/L	70	4	114	4	164	6
HCT %	21.3	1.5	34.6	2.0	47.9	3.0
[HCT] L/L	0.213	0.015	0.346	0.020	0.479	0.030
MCV fL	71.8	4.0	81.7	4.0	92.6	4.0
MCH pg	23.6	1.7	27.0	1.7	31.7	1.7
MCHC g/dL	32.9	2.5	32.9	2.5	34.2	2.5
[MCHC] g/L	329	25	329	25	342	25
RDW %	19.1	2.0	15.6	2.0	13.2	2.0
PLT 10 ⁹ /L	72	15	214	30	597	60
MPV fL	9.4	1.1	9.4	1.1	9.4	1.1
Pct %	0.067	0.030	0.196	0.040	0.556	0.060
PDW ratio	14.0	2.0	13.8	2.0	13.6	2.0

1 Multi-Parameter Assayed Hematology Control

Kontrolní hematologické látky pro multiparametrickou analýzu / Contrôle dosé d'hématologie à paramètres multiples / Hämatologie-Kontrolle mit Sollwertzuweisung für mehrere Parameter / Többparaméteres bevizsgált hematológia kontroll / Controllo di analisi ematologica multi-parametro / Analysert hematologikontroll for flere parametre / Wielo-parametrowa oznaczona kontrola hematologiczna. / Control hematológico ensayado de múltiples parámetros / Multiparameterkontroll för analyserad hematologi

2 Open-vial stability 14 days

Stabilita otevřené lékovky 14 dní / Stabilité en flacon ouvert 14 jours / Stabilität geöffneter Flaschen 14 Tage / Stabilitás nyitott üveg esetén: 14 nap / Stabilità della fiala aperta 14 giorni / Stabiliteten til åpnet ampulle 14 Dager / Trwałość otwartego opakowania 14 liczb dni / Estabilidad de la cápsula abierta 14 días / Hållbarhet för öppen flaska 14 dagar

3 Instrument

Nástroj / Instrument / Gerät / Készülék / Strumento / Instrument / Aparat / Instrumento / Instrument

4 Parameter

Parametr / Paramètre / Parameter / Paraméter / Parametro / Parametro / Parametr / Parámetro / Parameter

Mean

Střední hodnota / Moyenne / Mittelwert / Átlag / Media / Nivå / Wartość średnia / Media / Medelvärde

+/- Expected Range*

očekávaný rozsah* / Intervalle escompté / Erwartungsbereich / várt tartomány* / Range previsto / Forventet område / Zakres wartości oczekiwanych / Intervalo previsto / Förväntat intervall

[] SI Units

Mezinárodní soustava jednotek SI / Unités SI / SI-Einheiten / SI egységek / Unità SI / SI-måleenheter / Jednostki SI / Unidades SI / SI-enheter

*** Expected ranges must be entered into the Beckman Coulter CBC/DIFF control files.**

Očekávané rozsahy se musí zadat do kontrolních záznamů Beckman Coulter CBC/DIFF. / Les intervalles escomptés doivent être entrés dans les fichiers de contrôle Beckman Coulter CBC/DIFF. / Die erwarteten Bereiche müssen in die CBC/DIFF-Kontrolldateien des Beckman Coulter eingegeben werden. / A várt tartományokat be kell írni a Beckman Coulter CBC/DIFF kontrollfájlokba. / Gli intervalli attesi devono essere inseriti nei file dei controlli Beckman Coulter CBC/DIFF. / Forventede områder skal legges inn i Beckman Coulter CBC/DIFF-kontrollfilerne / Zakresy wartos'ci oczekiwanych musza, zostac' wprowadzone do plików kontrolnych CBC/DIFF aparatu Beckman Coulter. / Deben ingresarse los intervalos esperados en los archivos de control Beckman Coulter CBC/DIFF. / Förväntade områden måste matas in i Beckman Coulter CBC/DIFF kontrollfiler.

"R" alarms may occur with control materials on automated systems. This will not affect the validity of results.

Alarmy typu „R” mohou nastat u kontrolních látek na automatizovaných systémech. To však neovlivní platnost výsledků. / Les alarmes « R » peuvent se déclencher avec les produits de contrôle sur les systèmes automatiques. Elles sont sans effet sur la validité des résultats. / Auf automatischen Systemen können bei Kontrollmaterial „R“-Alarme auftreten. Dadurch wird die Gültigkeit der Ergebnisse nicht beeinflusst. / Automatizált rendszereken lévő kontrollkészítményeknél „R” riadó fordulható. Ez nem befolyásolja az eredmények érvényességét / Gli allarmi „R” possono verificarsi con materiali di controllo su sistemi automatizzati. Ciò non influenza la validità dei risultati. / Alarmer for blodplateforstyrrelser (eller PLT/RBC-overlapping) og WBC-differensialalarmer „R” kan være synlige. / W urza, dniach automatycznych podczas badania material/ów kontrolnych mogą, pojawić się, alarmy typu „R”. Nie zaburzy to poprawnos'ci wyników. / Es posible que se emitan alarmas „R” con los materiales de control en los sistemas automatizados. Esto no afectará a la validez de los resultados. / R-larm kan komma att avges i samband med kontrollmaterial i automatiska system. Detta påverkar inte resultatens validitet.

The brand and product names of the instruments are trademarks of their respective holders.

Názvy značek a výrobků přístrojů jsou ochrannými známkami příslušných držitelů. / Les noms de marques et de produits des instruments appartiennent à leurs détenteurs respectifs. / Die Marken- und Produktnamen der Geräte sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. / A berendezések márkanevei és termékevei a megfelelő tulajdonosok védjegyei. / Le marche e i nomi degli strumenti sono marchi registrati dei rispettivi titolari. / Merke- og produktnavnene til instrumentene er varemerker tilhørende de respektive eierne. / Nazwy wyrobników i nazwy produktu posacagólnych przyrządów są, chronionymi znakami towarowymi i stanowią, własnos'c' ich posiadaczy. / Los nombres de marcas y productos de los instrumentos son marcas comerciales de sus titulares respectivos. / Instrumentmärken och produktnamn är varumärkt av respektive innehavare.

