



Ветеринарная клиника «КОЛИБРИ»

ИП Кадочникова Елена Андреевна ИНН 500800167429, ОГРН 308770000291992

Юр.адрес: 125466, Москва, ул. Соколово-Мещерская дом 32 кв.5

Факт.адрес: 141707, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Заводская д. 2Б

тел. 8(925) 514-88-10 ,8(495)565-70-70

Отзыв о работе автоматического биохимического анализатора BioChem Analette, HTI (США)

Данный прибор работает в нашей лаборатории с 20.05.1015 г. Анализатор работает по 4-6 часов, 7 дней в неделю. Имеет пропускную способность до 100 тестов в час. Является полностью открытой системой, которая позволяет подобрать и настроить реагенты, удовлетворяющие потребностям лаборатории по цене и качеству.

1. Прибор выполнен в компактном исполнении, что позволяет без труда установить его даже в небольшой лаборатории. Наиболее актуально это для лабораторий при клиниках, так как обычно они занимают небольшую площадь.
2. Прибор покрывает основную потребность лаборатории в биохимических исследованиях, включающих фотометрию прозрачных растворов и турбидиметрию. Выполняются определения концентрации субстратов и минералов, активность энзимов.
3. Прибор имеет интуитивно понятный, русифицированный интерфейс. Управление прибором осуществляется через встроенный сенсорный экран, что позволяет избавиться от необходимости подключать к прибору отдельные монитор и компьютер. Доступное меню позволяет в краткие сроки овладеть навыками обращения с анализатором. Удобно сделана вкладка настройки и ввода новых методик. Удобно реализован главный экран и вкладка заказа и проведения исследований.
4. Доступная процедура калибровки и встроенная программа контроля качества позволяют быстро откалибровать и проверить работу прибора, оценить воспроизводимость метода и коэффициент вариации. Это помогает корректно проводить внутренний контроль качества.
5. Наличие достаточного кол-ва флаконов разного объема для проведения моно- и бирагентных методик и их простая установка в ротор для реагентов упрощает настройку и дальнейшую работу с прибором. Реагенты могут быть извлечены из прибора вместе с ротором и убраны в холодильник для более стабильной работы.
6. Прибор работает с пробами в обычных пробирках в специальных чашечках для образцов.
7. Прибор проводит реакции в одноразовых пластиковых кюветах, что позволяет повысить точность исследования и исключить перекрестную контаминацию. Кюветы легко извлекаются и заменяются на новые.
8. Прибор не требует от оператора сложных процедур обслуживания. Прибор в авторежиме готовится к работе, самостоятельно промывает иглу для проб с внешней и внутренней сторон.

Прибор демонстрирует хорошую работоспособность. За все время эксплуатации не выявлено никаких технических проблем.

С уверенностью можем рекомендовать данный прибор для использования в экспресс лабораториях и лабораториях с небольшим потоком исследований.